

Sars-CoV-2 Diagnostik, niedergelassene Labore in Hamburg

Stand 19.05.2020

Labor	Probenannahmezeiten	Probenanalysezeiten	Erforderliche Probenröhrchen	Begleitscheine/-informationen
Labor Heidrich & Kollegen Klinikweg 23 22081 Hamburg	<u>werktags</u> 8.00 -18:00 h <u>samstags/sonntags</u> : Briefkasten Briefkasten für 24 h Service	Befund liegt werktäglich je nach Eingangszeit am gleichen Tag oder am nächsten Vormittag vor	- Trockenabstrichtupfer - "eswabs orange"	- Muster 10 - Beschriftung der Röhrchen mit Name, Vorname und Geburtsdatum, und/oder Barcode - Befundübermittlung via Telefon, E-Mail, Fax Tag und Nacht möglich
Labor Dr. von Froreich Großmoorbogen 25 21079 Hamburg	<u>werktags</u> 7.00 - 19.30 h (spätere Annahmen nach telefonischer Rücksprache unter 040-766 96-536 ggf. möglich oder über Briefkasten) <u>samstags/sonntags</u> : Briefkasten	zur Zeit < 24 h, Briefkasten wird um 12.15 Uhr geleert, vorhandenen Proben werden taggleich analysiert, spätere Proben am Folgetag.	trockener Abstrich, Sputum, BAL	- Muster 10 - Probenmaterial muss eindeutig identifizierbar sein (Name und Geburtsdatum) - Einsender muss vermerkt sein (ggf. zust. Gesundheitsamt)
Labor Lademannbogen Lademannbogen 61 22339 Hamburg	<u>werktags</u> 7.00 - 19.00 h <u>samstag</u> : 9:30 - 12:00 h <u>sonntag</u> : 11:00 - 12:00 h Jeweils spätere Annahmen über Briefkasten möglich, Bearbeitung dieser Proben am Folgetag.	Zur Zeit < 24 h	trockener Abstrich, Sputum, BAL	- Muster 10 - Probenmaterial muss eindeutig identifizierbar sein (Name und Geburtsdatum) - Einsender muss vermerkt sein (ggf. zust. Gesundheitsamt)
Labor Fenner Bergstraße 14 20095 Hamburg	<u>werktags</u> : 8:00 - 18:30 h <u>samstags</u> : 9:00 - 12:00 h <u>sonn- und Feiertags</u> : 11:00 bis 12:30 h	Zur Zeit gleichtägig oder der Nachtansatz am nächsten Morgen	Trockene Tupfer ohne Medium, Sputum, BAL	- Muster 10 - Name, Vorname, Geburtsdatum , Anschrift, Adresse und eine Telefonnummer des Pat. - Barcode zur schnelleren Identifikation von Röhrchen und Schein - Auf dem Röhrchen in Druckbuchstaben zusätzlich Nachname, Vorname und Geburtsdatum
AesuLabor Haferweg 36 22769 Hamburg	<u>werktags</u> : 8:00-18:00 Uhr <u>samstags/sonntags</u> : keine Annahme	Eingang bis 16:00 h: Analyse am selben Tag, freitags werden alle Eingänge bis abends noch analysiert	- Trockener Tupfer ohne Medium - "eswabs orange" (nur Annahme)	- Muster 10 - Probenmaterial muss eindeutig identifizierbar sein (Name und Geburtsdatum) - Einsender muss vermerkt sein (ggf. zust. Gesundheitsamt)
SYNLAB MVZ Hamburg GmbH Osterbekstraße 90c 22083 Hamburg	<u>werktags</u> : 8:00 - 18:00 Uhr <u>samstags</u> : 8:00 - 12:00 Uhr <u>sonntags</u> : keine Probenannahme	Zur Zeit < 24h, keine Analysen am Sonntag	- Trockene Tupfer ohne Medium, - BD Universal Viral Transport Kits - COPAN UTM Transport	- Muster 10 - Einsender muss mit allen Kontaktdaten vermerkt sein (ggf. zust. Gesundheitsamt) - Auf Röhrchen: Nachname, Vorname, Geburtsdatum des Pat. in Druckbuchstaben
Zentrale Labordiagnostik Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Bernhard-Nocht-Straße 74 20359 Hamburg	<u>Pforte</u> : 24 h / 7 Tage	Bei Eingang vor 13:00 Uhr: am gleichen Werktag, ansonsten am folgenden Werktag. Keine Analysen am Samstag und Sonntag.	trochener Abstrich, Sputum, BAL, Abstrich in viralem Transportmedium	- Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Adresse und eine Telefonnummer des Patienten - Barcode zur schnelleren Identifikation von Röhrchen und Schein - Auf dem Röhrchen in Druckbuchstaben zusätzlich Nachname, Vorname und Geburtsdatum
MVZ Rheumatologie und Autoimmunmedizin Hamburg GmbH Speziallabor am Mönckeberg Mönckebergstr. 27 20095 Hamburg	<u>werktags</u> : 08:00 - 18:00 Uhr <u>samstags/sonntags</u> : keine Annahme	Befund liegt je nach Eingangszeit am selben Tag oder am nächsten Vormittag vor	Trockener Abstrichtupfer ohne Medium, "eswabs orange", Sputum, BAL	- Muster 10 - Probenröhrchen muss eindeutig identifizierbar sein (Name, Geburtsdatum) - Einsender muss auf Auftragschein vermerkt sein mit Kontaktdaten (ggf. zust. Gesundheitsamt)